

抗Gap43ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P17677

商品番号: CM0028345

前書き

ウサギ抗ヒトGAP43ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラット由来のGAP43/ニューロモジュリン（25 kDa）を検出します。軸索成長、シナプス可塑性、神経発生に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAP43 Rabbit pAb
備考/別名	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2596
GeneID	2596
免疫原	ヒトGAP43（NP_002036.1）のアミノ酸1-238番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17677
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤梱包