

Wb、If/Icc、Elisa用抗Gapvd1ウサギポリクローナル抗体 - Q14C86

商品番号: CM0021719

前書き

GAPVD1ウサギpAbは、マウスと交差反応性を有する、WB、IF/ICC、ELISA用のポリクローナル抗体です。GAPVD1は、エンドサイトーシスおよびGLUT4輸送に参与するGTPase活性化タンパク質およびGEFです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAPVD1ウサギpAb
備考／別名	RAP6; GAPEX5; GAPex-5; GAPVD1
種	ヒト
遺伝子ID	26130
免疫原	ヒトGAPVD1 (NP_056450.2) のアミノ酸1～260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q14C86
タンパク質分子量	165 kDa
配送	保冷バッグ