

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Garsポリクローナル抗体 - P41250

商品番号: CM0013467



### 前書き

ヒトGARS（グリシン--tRNAリガーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質合成および神経変性に関するIVD研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|
| 製品名      | GARS ウサギpAb                                          |
| 備考/別名    | GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI |
| 種        | ヒト                                                   |
| GeneID   | 2617                                                 |
| 免疫原      | ヒトGARS（NP_002038.2）のアミノ酸60～370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質   |
| 由来       | ウサギ                                                  |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途       | WB、IF/ICC、ELISA                                      |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS    | P41250                                               |
| タンパク質分子量 | 83kDa                                                |
| 輸送       | 保冷バッグ                                                |