

抗Garsウサギポリクローナル抗体（Ko検証済）Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa - P41250

商品番号: CM0027504



前書き

ヒトGARS（グリシンtRNAリガーゼ）を標的とする、KO検証済みのウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。アミノアシルtRNA合成酵素の生物学研究やシャルコー・マリー・トゥース病のメカニズム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] GARS Rabbit pAb
備考/別名	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2617
GeneID	2617
免疫原	ヒトGARS（NP_002038.2）のアミノ酸60～370番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41250
タンパク質分子量	83kDa
輸送方法	保冷剤