

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gart ウサギポリクローナル抗体 - P22102

商品番号: CM0030504



前書き

ヒトGART（三機能性プリン生合成タンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。プリン生合成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GART ウサギ pAb
備考/別名	AIRS; GARS; PAIS; PGFT; PRGS; GARTF; GART
種	ヒト
GeneID	2618 (ヒト)
免疫原	ヒトGART (NP_000810.1) のアミノ酸1-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22102
タンパク質分子量	108kDa
輸送	氷袋