

## Wb用抗Gas2モノクローナル抗体 - O43903

商品番号: CM0007511

## 前書き

ヒトGAS2（増殖停止特異的タンパク質2）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。聴覚、細胞骨格ダイナミクス、アポトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                 |
|------------|---------------------------------------------------|
| 製品名        | GAS2ウサギmAb                                        |
| 備考／別名      | GAS-2 ; GAS2                                      |
| 種          | ヒト                                                |
| GeneID（ヒト） | 2620                                              |
| GeneID     | 2620                                              |
| 免疫原        | ヒトGAS2（NP_005247.1）のアミノ酸1～100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                               |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                         |
| 用途         | WB、ELISA                                          |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS      | O43903                                            |
| タンパク質分子量   | 35 kDa                                            |
| 配送         | 保冷バッグ                                             |