

ウエスタンブロット用 抗Gasdermin

B（全長+C末端）ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tax9-6

商品番号: CM0025316

前書き

全長およびC末端のヒトGasdermin

B（GSDMB、アイソフォーム6）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットでの検証が完了しており、ピロトーシスおよびグランザイム媒介細胞死の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gasdermin B（全長+C末端）ウサギpAb
備考・別名	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermin B（全長+C末端）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55876
遺伝子ID	55876
免疫原	組換えタンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TAX9-6
タンパク質分子量	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
輸送方法	氷袋