


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用

抗ガストリン放出ペプチド（Grp）ポリクローナル抗体 - P07492

商品番号: CM0027681



前書き

ヒトガストリン放出ペプチド（GRP）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。消化管ホルモン放出、掻痒シグナル伝達、記憶研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ガストリン放出ペプチド（GRP）ウサギ pAb
備考/別名	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Gastrin Releasing Peptide (GRP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2922
免疫原	ヒトガストリン放出ペプチド（GRP）（NP_002082.2）のアミノ酸1-148に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07492
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷バッグ