


Wb、Ip、Elisa用抗Gata1モノクローナル抗体 - P15976

商品番号: CM0003945



前書き

ヒトGATA1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAに適しています。免疫原：アミノ酸1-100内の合成ペプチド。研究用途：赤血球系分化における転写制御。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATA1 Rabbit mAb
備考/別名	GF1; GF-1; NFEL; XLTT; ERYF1; NF-E1; XLANP; XLTDA; GATA-1; HAEADA; GATA1
種	ヒト
遺伝子ID	2623
免疫原	ヒトGATA1 (NP_002040.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15976
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ