

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Gata2 ポリクローナル抗体 - P23769

商品番号: CM0017001



前書き

ヒトGATA2転写因子に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISA用。マウス、ラットと交差反応性あり。内皮細胞遺伝子調節および免疫不全研究に適しています

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATA2 ウサギ pAb
備考/別名	DCML, IMD21, NFE1B, MONOMAC, GATA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2624
GeneID	2624
免疫原	ヒトGATA2 (NP_116027.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23769
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ