

Wb・Elisa用 抗Gata3ポリクローナル抗体 - P23771

商品番号: CM0024545



前書き

GATA3ウサギポリクローナル抗体はウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスに反応します。T細胞の発生、Th2分化、マクロファージ活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATA3 ウサギpAb
備考/別名	HDR; HDRS; GATA3
対象種	ヒト
遺伝子ID	2625
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトGATA3 (NP_001002295.1) のアミノ酸1-260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P23771
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	氷袋