

Anti-Gata3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa, Chip, Chip-Seq - P23771

商品番号: CM0002850



前書き

GATA3を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルにおいて、WB、IP、ELISA、ChIP、ChIP-seqについて検証済みです。Th2分化およびマクロファージ再プログラミングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATA3 Rabbit mAb
備考/別名	HDR; HDRS; GATA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2625
GeneID	2625
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGATA3 (P23771) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P23771
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ