

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Chip、Elisa用 抗Gata3 ウサギPolymab® - P23772

商品番号: CM0009454



前書き

GATA3 (UniProt

P23772) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ChIP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのGATA3を検出し、T細胞およびTh2分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gata3 ウサギPolymAb®
備考/別名	jal; Gata-3
種	マウス
GeneID (ヒト)	2625
GeneID	14462
免疫原	マウスGATA3 (NP_032117.1) のアミノ酸135～258番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23772
タンパク質分子量	48 kDa
発送方法	氷袋