


Wb、Ihc、If/Icc、Elisa用抗Gata4ポリクローナル抗体 - P43694

商品番号: CM0018012



前書き

ヒトGATA4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。心臓発生および転写因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATA4ウサギpAb
備考／別名	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
種	ヒト
遺伝子ID	2626
免疫原	ヒトGATA4 (NP_002043.2) のアミノ酸341～440内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43694
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ