


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Gata4ウサギモノクローナル抗体 - P43694

商品番号: CM0008916



前書き

ヒトGATA4（P43694）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAに使用可能。マウスおよびラットと交差反応します。心臓の発生および転写制御の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATA4ウサギmAb
備考／別名	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
種	ヒト
GeneID	2626
免疫原	ヒトGATA4（NP_002043.2）のアミノ酸343～442内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43694
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ