

抗Gata6ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q92908

商品番号: CM0024376

前書き

WBおよびELISAで検証済みのGATA6ウサギポリクローナル抗体（pAb）。心臓、胃、皮膚の恒常性に不可欠な転写因子であるヒトおよびマウスのGATA6を認識します。免疫原はヒトGATA6の70-160アミノ酸残基をカバーしており、遺伝子制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATA6 ウサギpAb
備考/別名	GATA6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2627
GeneID	2627
免疫原	ヒトGATA6 (NP_005248.2) の70-160アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92908
タンパク質重量	60kDa
配送	アイスバッグ