

ウエスタンブロット、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Gatad2B

ウサギポリクローナル抗体 (P66-Beta) - Q8Wxi9

商品番号: CM0029572

前書き

ヒトGATAD2B (p66-beta)に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。クロマチンリモデリングおよび転写抑制研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATAD2B ウサギ pAb
備考/別名	p68, GANDS, MRD18, P66beta, GATAD2B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57459
遺伝子ID	57459
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXI9
タンパク質分子量	65kDa
輸送	氷袋