


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Gatmウサギモノクローナル抗体 - P50440

商品番号: CM0005608



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証された高特異性の抗GATMウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGATM（約48

kDa）を検出します。これはクレアチン生成における重要な酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATM Rabbit mAb
備考/別名	AT; RFS; AGAT; FRTS; CCDS3; FRTS1; GATM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2628
GeneID	2628
免疫原	ヒト GATM (NP_001473.1) のアミノ酸38-423に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50440
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ