


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Gatmウサギポリクローナル抗体 - P50440

商品番号: CM0027948



前書き

ヒトGATM（グリシンアミジノトランスフェラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。クレアチン生合成およびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATM Rabbit pAb
備考/別名	AT, RFS, AGAT, FRTS, CCDS3, FRTS1, GATM
種	ヒト
GeneID	2628
免疫原	ヒトGATM (NP_001473.1) のアミノ酸38-423に相当する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50440
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋