

WbおよびElisa用抗Gba2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hcg7

商品番号: CM0014410

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの抗GBA2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスGBA2を検出し、予測分子量は105 kDaです。脂質代謝、胆汁酸処理、神経変性における非リソソーム型グルコシルセラミダーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GBA2ウサギpAb
備考/別名	AD035、SPG46、NLGase、GBA2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57704
GeneID	57704
免疫原	ヒトGBA2（NP_065995.1）のアミノ酸708～927に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HCG7
タンパク質分子量	105 kDa
輸送	保冷バッグ