

Anti-Gba3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9H227

商品番号: CM0025999



前書き

CamelBioは、ヒト細胞質β-グルコシダーゼ（GBA3）に対するウサギポリクローナル抗体を提供します。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。糖脂質代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GBA3 Rabbit pAb
備考/別名	CBG; GLUC; KLRP; CBGL1; GBA3
種	ヒト
GeneID	57733
免疫原	ヒトGBA3（NP_001121904.1）のアミノ酸1-162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H227
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ