

Gbe1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q04446

商品番号: CM0030900



前書き

GBE1（グリコーゲン分岐酵素）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのGBE1を検出し、推定分子量は80 kDaです。グリコーゲン代謝やGSD IVの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GBE1 ウサギ pAb
別名	GBE; APBD; GSD4; GBE1
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2632
遺伝子ID	2632
免疫原	組換えタンパク質 ヒト GBE1 (NP_000149.3) のアミノ酸1-300番目に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04446
タンパク質分子量	80kDa
発送方法	氷袋