

## Wb、Elisa用抗Gbf1ウサギポリクローナル抗体 - Q92538

商品番号: CM0013677

### 前書き

ヒトGBF1（ゴルジ体特異的ブレフェルジンA耐性グアニンヌクレオチド交換因子1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスGBF1とも交差反応します。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 製品名       | GBF1ウサギpAb                                        |
| 備考／別名     | CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1             |
| 種         | ヒト                                                |
| 遺伝子ID（ヒト） | 8729                                              |
| 免疫原       | ヒトGBF1（NP_004184.1）のアミノ酸1～85に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来        | ウサギ                                               |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                         |
| 用途        | WB、ELISA                                          |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                            |
| SWISS     | Q92538                                            |
| タンパク質分子量  | 206kDa                                            |
| 輸送        | 保冷バッグ                                             |