


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Gbp2ポリクローナル抗体 - P32456

商品番号: CM0016871



前書き

ヒトGBP2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。
ヒトおよびマウスのサンプルで検証済みで、67
kDaのタンパク質を認識します。自然免疫研究に最適
です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GBP2 Rabbit pAb
備考/別名	GBP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2634
遺伝子ID	2634
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P32456
タンパク質分子量	67kDa
配送	氷袋