

Anti-Gbx2 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P52951

商品番号: CM0014871

前書き

ホメオボックスタンパク質GBX-2に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。胚形成および発生過程における転写因子機能の研究に適しています。 - P52951

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GBX2 Rabbit pAb
備考/別名	GBX2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2637
免疫原	ヒトGBX2（NP_001476.2）のアミノ酸1～250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52951
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤