


抗Gc1Q R/C1Qbpポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q07021

商品番号: CM0020813



前書き

ヒトGc1q

R/C1QBP (p32、HABP1、gC1qR) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティング、免疫蛍光/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。補体システム、ミトコンドリア機能、宿主-病原体相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gc1q R/C1QBP ウサギ pAb
別名	p32; HABP1; gC1qR; Gc1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; Gc1q R/C1QBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	708
GeneID	708
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトGc1q R/C1QBP (NP_001203.1)のアミノ酸74～282に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07021
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	氷袋