


## 抗Gc1Q R/C1Qbp ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q07021

商品番号: CM0003638



### 前書き

#### ヒトGc1q

R/C1QBP（p32、HABP1）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。炎症、補助カスケード、ミトコンドリア生物学の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | Gc1q R/C1QBP ウサギmAb                                                       |
| 別名        | p32; HABP1; gC1qR; Gc1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; Gc1q R/C1QBP |
| 種         | ヒト                                                                        |
| 遺伝子ID（ヒト） | 708                                                                       |
| 遺伝子ID     | 708                                                                       |
| 免疫原       | ヒトGc1q R/C1QBP（Q07021）のアミノ酸100～200番目の配列に対応する合成ペプチド                        |
| 起源        | ウサギ                                                                       |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                                                 |
| 用途        | WB、IHC-P、ELISA                                                            |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                                                |
| SWISS     | Q07021                                                                    |
| タンパク質分子量  | 31kDa                                                                     |
| 輸送方法      | 氷袋                                                                        |