

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Gcat ラビットポリクローナル抗体 - O75600

商品番号: CM0016271

前書き

ヒトGCAT（2-アミノ-3-ケトブチレートCoAリガーゼ）に対するラビットポリクローナル抗体（WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。グリシン合成に関与するミトコンドリア標的タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCAT Rabbit pAb
備考/別名	KBL; GCAT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23464
遺伝子ID	23464
免疫原	ヒトGCAT (NP_055106.1) のアミノ酸170-419に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75600
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋