


Anti-Gcc2 / Gcc185 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q8Iwj2

商品番号: CM0018631



前書き

ヒトGCC2/GCC185を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに使用可能。マウスと交差反応します。ゴルジ装置および膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCC2 Rabbit pAb
備考/別名	REN53; GCC185; RANBP2L4; GCC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9648
GeneID	9648
免疫原	ヒトGCC2 (NP_852118.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IWI2
タンパク質分子量	196kDa
配送	氷袋