


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Gcdh ウサギポリクローナル抗体 - Q92947

商品番号: CM0028258



前書き

GCDHを特異的に認識するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。アミノ酸異化およびグルタル酸血症I型研究におけるグルタリル-CoA脱水素酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCDH ウサギ pAb
備考/別名	GCD; ACAD5; GCDH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2639
GeneID	2639
免疫原	ヒトGCDH (NP_000150.1) のアミノ酸149-438に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92947
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷バッグ