


Wb、Elisa用 抗Gckrポリクローナル抗体 - Q14397

商品番号: CM0027929



前書き

GCKR ウサギ pAb

は、ウサギで作製されたポリクローナル抗体であり、ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒトGCKRを認識し、マウスおよびラットとの交差反応性があります。グルコキナーゼ調節と炭水化物代謝に関する研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCKR ウサギ pAb
備考/別名	GKRP; FGQTL5; GCKR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2646
GeneID	2646
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGCKR (NP_001477.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q14397
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷バッグ