

抗Gclcウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P48506

商品番号: CM0011167

前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーションに使用できる信頼性の高いGCLCウサギモノクローナル抗体。酸化ストレスおよび貧血研究に関連する、グルタチオン生合成の律速酵素であるヒトおよびラットGCLCを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCLCウサギmAb
備考／別名	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2729
GeneID	2729
免疫原	ヒトGCLC（P48506）のアミノ酸538～637に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P48506
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ