

Wb、If/Icc、Elisa用抗Gclcウサギポリクローナル抗体 - P48506

商品番号: CM0018705

前書き

GCLC（グルタミン酸-システインリガーゼ触媒サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。グルタチオン生合成研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCLCウサギpAb
備考／別名	GCL、GCS、GLCL、GLCLC、GCLC
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2729
GeneID	2729
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48506
タンパク質分子量	73kDa
配送	保冷バッグ