

Wb、Elisa用抗Gclmウサギモノクローナル抗体 - P48507

商品番号: CM0003890

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用にヒトGCLMを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。グルタチオン生合成および酸化ストレス経路の調査に役立ちます。グルタミルシステインリガーゼの31 kDa調節サブユニットを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCLM Rabbit mAb
備考/別名	GLCLR; GCLM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2730
GeneID	2730
免疫原	合成ペプチド ヒトGCLM (P48507) のアミノ酸175-274内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P48507
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ