

抗Gclm ウサギポリクローナル抗体 Wb, If/Icc, Elisa対応 - P48507

商品番号: CM0027300

前書き

ヒトGCLM（グルタミン酸システインリガーゼ修飾サブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAにおいてヒト、マウス、ラットの検体での検証が完了しています。グルタチオン生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCLM Rabbit pAb
別名	GLCLR, GCLM
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2730
免疫原	ヒトGCLM（NP_002052.1）のアミノ酸1-274番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48507
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤