

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gcm1 ポリクローナル抗体 - Q9Np62

商品番号: CM0024814

前書き

胎盤発生に必須の転写因子であるヒトGCM1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAへの適合性が確認されており、ヒトと交差反応します。栄養膜細胞分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GCM1 Rabbit pAb
別名	GCMA; hGCMa; GCM1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8521
遺伝子ID	8521
免疫原	ヒトGCM1 (NP_003634.2) のアミノ酸207～436番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NP62
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷剤