

## WbおよびElisa用抗Gcn1L1（Gcn1）ウサギポリクローナル抗体 - Q92616

商品番号: CM0018280

### 前書き

翻訳品質管理とストレス応答に関与するリボソーム衝突センサーであるヒトGCN1L1（GCN1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト試料に対して反応性を示します。推定分子量は約293kDaです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 仕様                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 製品名       | [KO検証済み] GCN1L1 ウサギ pAb                                  |
| 備考／別名     | GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1                               |
| 種         | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID（ヒト） | 10985                                                    |
| 免疫原       | ヒトGCN1L1（NP_006827.1）のアミノ酸2462-2671番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                      |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                |
| 用途        | WB、ELISA                                                 |
| 交差反応性     | ヒト                                                       |
| SWISS     | Q92616                                                   |
| タンパク質分子量  | 293kDa                                                   |
| 輸送方法      | 氷袋                                                       |