

Anti-Gcn1L1 ポリクローナル抗体 (Ko検証済み) - WbおよびElisa用 - Q92616

商品番号: CM0023554

前書き

ヒトGCN1L1 (GCN1L1, PRIC295)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAで検証済み。リボソーム衝突お
よび統合的ストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] GCN1L1 ウサギpAb
備考/別名	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10985
GeneID	10985
免疫原	ヒトGCN1L1の2462-2671アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006827.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92616
タンパク質重量	293kDa
配送	アイスバッグ