


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Gcn2ポリクローナル抗体（ウサギ） - Q9P2K8

商品番号: CM0016880



前書き

ヒトGCN2（EIF2AK4）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アミノ酸飢餓およびストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCN2 ウサギpAb
備考／別名	GCN2; PVOD2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	440275
GeneID	440275
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2K8
タンパク質分子量	187kDa
配送	保冷バッグ