


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gcn2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9P2K8

商品番号: CM0026279



前書き

ヒトGCN2 (EIF2AK4)

に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。GCN2はストレスセンシングキナーゼであり、eIF-2 α をリン酸化し、アミノ酸飢餓時の翻訳を調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCN2 ウサギ pAb
備考/別名	GCN2; PVOD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	440275
GeneID	440275
免疫原	ヒトGCN2 (NP_001013725.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2K8
タンパク質分子量	187kDa
発送	保冷剤入り