

抗Gcnt3ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O95395

商品番号: CM0015864

前書き

ムチン型コア2/4 O-グリカン分岐酵素であるヒトGCNT3に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。糖生物学やムチン合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCNT3 ウサギpAb
別名	GNTM; C24GNT; C2GNT2; C2GNTM; C2/4GnT; GCNT3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9245
遺伝子ID	9245
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGCNT3（NP_004742.1）のアミノ酸27〜180番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	O95395
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤