


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gcshポリクローナル抗体 - P23434

商品番号: CM0018157



前書き

ヒトGCSHに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性GCSHを検出します。グリシン代謝およびリポイル化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCSH Rabbit pAb
備考/別名	GCE; NKH; GCSH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2653
GeneID	2653
免疫原	ヒトGCSH (NP_004474.2) のアミノ酸1-173に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23434
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋