


抗Gcsh ウサギモノクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa) - P23434

商品番号: CM0009170



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高特異的GCSHウサギモノクローナル抗体です。グリシン代謝とリポイル化に関するミトコンドリア性グリシン切断系Hタンパク質であるヒトGCSH（P23434）を検出します。ミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCSH ウサギmAb
別名	GCE; NKH; GCSH
対象種	ヒト
遺伝子ID	2653
免疫原	ヒトGCSH (NP_004474.2) のアミノ酸49～173番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P23434
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	氷袋