

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Gdap1 ポリクローナル抗体 - Q8Tb36

商品番号: CM0027920



前書き

ヒトGDAP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差
反応性あり。ミトコンドリア分裂およびシャルコー・
マリー・トゥース病の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GDAP1 Rabbit pAb
備考/別名	CMT4; CMT4A; CMTR1A; GDAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54332
遺伝子ID	54332
免疫原	ヒトGDAP1 (NP_001035808.1) のアミノ酸1-225に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TB36
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ