


抗Gdf-8/ミオスタチンポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - O14793

商品番号: CM0029826



前書き

GDF-

8/ミオスタチンに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しており、筋肉成長研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GDF-8/ミオスタチン ウサギpAb
略称/別名	GDF8; MSLHP; GDF-8/ミオスタチン
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2660
遺伝子ID	2660
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGDF-8/ミオスタチン (NP_005250.1) のアミノ酸267～375番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14793
タンパク質分子量	43 kDa
発送方法	氷袋