


WbおよびElisa用抗Gdf-8/ミオスタチンウサギモノクローナル抗体 - O14793

商品番号: CM0005733



前書き

ヒトGDF-

8/ミオスタチン（O14793）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットでの交差反応性を有します。骨格筋成長研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GDF-8/ミオスタチン ウサギ mAb
備考/別名	GDF8; MSLHP; GDF-8/ミオスタチン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2660
免疫原	ヒトGDF-8/ミオスタチン (NP_005250.1) のアミノ酸24-375に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14793
タンパク質分子量	43kDa
発送	氷袋