

If/Icc、Elisa用抗Gdf15ポリクローナル抗体 - Q99988

商品番号: CM0021676



前書き

この抗GDF15ウサギポリクローナル抗体は、IF/ICCおよびELISAで検証されています。ヒトGDF15（食欲調節、がん性悪液質、および妊娠悪阻に関与するホルモン）に特異的です。研究および診断薬の開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GDF15 Rabbit pAb
備考/別名	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9518
GeneID	9518
免疫原	ヒトGDF15 (NP_004855.2) のアミノ酸197-308に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99988
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋