

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Gdf15ウサギポリクローナル抗体 - Q99988

商品番号: CM0018614



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みのGDF15ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGDF15/MIC-

1を検出します。ストレス応答ホルモンおよび悪液質マーカーとして、がん、代謝、妊娠研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GDF15 Rabbit pAb
備考/別名	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
種	ヒト
GeneID	9518
免疫原	ヒトGDF15 (NP_004855.2) のアミノ酸49〜308に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99988
タンパク質分子量	34kDa
配送	保冷バッグ