

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gdi2 ウサギポリクローナル抗体 - P50395

商品番号: CM0028654

前書き

ヒトGDI2（Rab GDP解離抑制因子ベータ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。細胞内輸送研究の信頼性の高い検出を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] GDI2 ウサギ pAb
備考/別名	RABGDIB; HEL-S-46e; I2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2665
遺伝子ID	2665
免疫原	ヒトGDI2（NP_001485.2）のアミノ酸296-445に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50395
タンパク質分子量	51kDa
配送	保冷バッグ