

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗ゲルソリンモノクローナル抗体 - P06396

商品番号: CM0006017



前書き

ヒトゲルソリン（P06396）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで有効性が確認済み。ヒトおよびマウスと反応します。アクチン動態、細胞骨格、および繊毛形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ゲルソリン ウサギ mAb
備考/別名	ADF; AGEL; Gelsolin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2934
GeneID	2934
免疫原	ヒトゲルソリン（NP_000168.1）のアミノ酸400-500に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06396
タンパク質分子量	86kDa
発送	保冷バッグ